

Hur klär du på FFP-andningsskydd?

En filtrerande halvmask filtrerar bort damm och aerosoler ur andningsluften. Du känner igen andningsskyddet från märkningarna **FFP1**, **FFP2** eller **FFP3**. Av dessa är andningsskyddet märkt med **FFP3** det effektivaste.



1. Tvätta händerna och använd handsprit vid behov.
2. Kontrollera andningsskyddets skick, i synnerhet renhet, näsklämman och banden.
3. Se efter på förpackningen att förvaringstiden inte har gått ut.
4. Ta på dig andningsskyddet innan du går in på en plats där det finns orenheter i luften.
5. Ta av dig glasögon, huvudbeklädnad och annan skyddsutrustning för huvudet.
6. Forma andningsskyddet så att det passar ansiktet.
7. Ta på dig andningsskyddet. Placera det ena bandet runt nacken och det andra i cirka 45 graders vinkel uppe på huvudet.
8. Forma näsklämman efter näsan med två fingrar från var sida.
9. Ta på dig övrig nödvändig skyddsutrustning, glasögon och huvudbeklädnad.
10. Tryck lätt med handflatan mot ansiktsskyddets yta för att förhindra att luft sipprar in och ut.
11. Om ansiktsskyddet är försett med en utandningsventil ta ett djupt andetag.
12. Om ansiktsskyddet inte är försett med en utandningsventil, andas kraftigt.
13. Ansiktsskyddet sitter inte tätt om du känner att luft läcker ut eller in till exempel vid näsan eller under hakan. Justera ansiktsskyddet och testa på nytt. Vid behov kan du byta till ett andningsskydd av annan storlek eller modell, men med lika bra effekt. Om du inte får andningsskyddet att sluta tätt ska du inte inleda arbetet.

LÄS BRUKSANVISNINGEN OCH BEVARA DEN. DEN INNEHÅLLER ANVISNINGAR FÖR ANVÄNDNING OCH FÖRVARING.